

# Gel Absorbente

## 450SC100 / 456MA475



- Gel absorbente de líquidos no corrosivos.
- Evita derrames al utilizar con los recipientes Vernacare
- Compatible con todos los equipos Maceradores
- Compatible con todos recipientes e equipos Maceradores Vernacare

### Regulaciones:

Medical Device Directive 93/42/EC Class . - Product Specification Assessment PAS 29:1999. - Disposability: By Maceration. - ISO 9001:2015 / ISO 4001:2015

#### CODIGO 450SC100

- Factor de Empaque: 100 ú
- 7 g por Sachet
- Cada Sachet permite solidificar 1,2 lts.

#### CODIGO 456MA475

- Factor de Empaque: 1
- 475 gr x Frasco
- Diseñado para derrames Medianos.
- Permite solidificar. 1,2 Litros x cada 7 gr.

